



S-line™

S-line™ SL-Keramikbracket

Für höchste Ansprüche an Ästhetik, Komfort und Behandlungseffizienz



S-line™ ist ein passiv selbstligierendes Vollkeramikbracket, bei dessen Fertigung die Nanokeramik-Technologie zur Anwendung kommt. Dank der hochreinen feinkörnigen Keramikpartikel, die hierbei verarbeitet und veredelt werden, wird eine Transparenz erreicht, die am Markt ihresgleichen sucht. Die daraus resultierende, außergewöhnlich hohe Ästhetik gepaart mit einem innovativen patentierten Design sowie den besten Eigenschaften, die ein hochmodernes SL-Keramikbracket heutzutage bieten kann, machen S-line™ zu einem wahren Meisterwerk der Optik und Funktionalität.

Die Vorteile auf einen Blick

- 30 % mehr Materialfestigkeit und Transparenz durch Fertigung mittels Nanokeramik-Technologie und dank eines speziellen Veredlungsprozesses
- herausragende Ästhetik, die optisch perfekt mit der natürlichen Zahnfarbe harmonisiert
- stark abgerundetes Design und um 10 % reduzierte Profilhöhe für höchsten Tragekomfort
- patentierter widerstandsfähiger S.N.P.-Verschlussmechanismus für ein stets zuverlässiges Öffnen und Schließen
- patentierte, der Zahnkurvatur angepasste Basis mit geneigten Unterschnitten für einen optimalen Haftverbund und ein problemloses Debonding
- minimierte Bogenfraktion aufgrund des verrundeten Designs von Slotboden und Slotkanten
- Doppelflügel-Design für größte Flexibilität während der Behandlung
- einfache Rotationskontrolle dank des breiten und stabilen Schiebeclips



Downloads / Weitere Informationen

S-line™ Produktbroschüre
<https://dentalline.de/s-line>



MBT* .022" Slotgröße

OK	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Torque	Angulation	Offset
		R	L			
● Zentral	DL265111	DL265121		17°	4°	0°
● Lateral	DL265112	DL265122		10°	8°	0°
● Eckzahn mit Haken	DL265113H	DL265123H		0°	8°	2°
● 1. Prämolare mit Haken	DL265114H	DL265124H		-7°	0°	2°
● 2. Prämolare mit Haken	DL265115H	DL265125H		-7°	0°	2°

UK	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Torque	Angulation	Offset
		R	L			
● Anterior	DL265131	DL265141		-6°	0°	0°
● Anterior	DL265131	DL265141		-6°	0°	0°
● Eckzahn	DL265133	DL265143		0°	3°	2°
● 1. Prämolare	DL265134	DL265144		-12°	0°	0°
● 2. Prämolare	DL265135	DL265145		-17°	0°	0°

Set OK/UK 5-5 (OK 3-5 mit Haken) DL265171 *MBT ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma 3M Unitek.

Roth .022" Slotgröße

OK	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Torque	Angulation	Offset
		R	L			
● Zentral	DL265411	DL265421		12°	5°	0°
● Lateral	DL265412	DL265422		8°	6°	0°
● Eckzahn mit Haken	DL265413H	DL265423H		0°	11°	2°
● 1. Prämolare mit Haken	DL265414H	DL265424H		-7°	0°	2°
● 2. Prämolare mit Haken	DL265415H	DL265425H		-7°	0°	2°

UK	Art.-Nr.	Art.-Nr.		Torque	Angulation	Offset
		R	L			
● Anterior	DL265421	DL265431		-1°	0°	0°
● Anterior	DL265422	DL265431		-1°	0°	0°
● Eckzahn	DL265423H	DL265433		-11°	3°	2°
● 1. Prämolare	DL265424H	DL265434		-12°	0°	0°
● 2. Prämolare	DL265425H	DL265435		-17°	0°	0°

Set OK/UK 5-5 (OK 3-5 mit Haken) DL265471

