



FRÜH- BEHANDLUNG

FUNKTIONSKIEFER- ORTHOPÄDISCHE GERÄTE

Stoppi®

Stoppi® - Entwöhnungs-Sauger

Der STOPPI® ist eine Mundvorhofplatte aus Silikon mit seitlichen Aufbissen, um das Gerät besser im Mund zu halten. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass sich kein frontaler Aufbiss zwischen den Zähnen befindet, so dass kein offener Biss begünstigt wird und bei geringfügiger Bissöffnung eine unbehinderte Selbstregulierung möglich ist.

Frühzeitiges Abgewöhnen des Lutschens mit dem Stoppi® – spätestens mit Abschluss des 2. Lebensjahres – verhindert Zahnfehlstellungen und Kieferanomalien. Wird das Nuckeln zur dauerhaften Lutschgewohnheit, stören Beruhigungssauger, Daumen, Finger und Dauernuckelflasche die normale Entwicklung der Kiefer.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Stoppi transparent/elastisch	1	ECM0166	25,- €



Mundvorhofplatten - starr

MVP - Standard (S)

Die MUPPY® Mundvorhofplatte hilft, Sprechfehler zu beheben, korrigiert Fehlfunktionen der Zunge, beseitigt schädliche Mundatmung, führt zu normalem Lippenschluss, stärkt die Lippenmuskulatur und unterstützt myofunktionelle Maßnahmen. Außerdem kann sie als Ersatz für den Beruhigungssauger eingesetzt werden. Hierfür wird besonders die elastische Variante aus transparentem Silikon empfohlen, da sie den höchsten Tragekomfort bietet.

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, weiß, Ring rot, starr, Größe 1	1	ECM0150	20,- €
Wechselgebiss, weiß, Ring blau, starr, Größe 2	1	ECM0151	

MVP - Käppchen (K)

Lutschgewohnheiten führen unter anderem zur Protrusion der Oberkieferfrontzähne und können eine bereits bestehende Rücklage des Unterkiefers verstärken. Hier ist das MUPPY® Käppchen indiziert. Dieses Einbiss-Käppchen verhindert das Abkippen des MUPPY®. Der Unterkiefer wird gleichzeitig nach vorne geführt. Das elastische MUPPY® aus transparentem Silikonmaterial wird außerdem auch zu Beginn des Zahnwechsels bei einem Tiefbiss mit traumatischem Einbiss eingesetzt.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, weiß, Ring rot, starr, Größe 1	1	ECM0152	25,- €
Wechselgebiss, weiß, Ring blau, starr, Größe 2	1	ECM0153	

Mundvorhofplatten - elastisch

MVP - Standard, elastisch (E)

Diese Mundvorhofplatte ist aus einem elastischen, transparenten Silikonmaterial gefertigt. Sie wird neben den oben genannten Indikationsbereichen auch als Ersatz für einen Beruhigungssauger eingesetzt.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, transparent, Ring rot, elastisch, Größe 1	1	ECM0160	20,- €
Wechselgebiss, transparent, Ring blau, elastisch, Größe 2	1	ECM0161	

MVP - Kämpchen, elastisch (EK)

Lutschgewohnheiten führen unter anderem zur Protrusion der Oberkieferfrontzähne und können eine bereits bestehende Rücklage des Unterkiefers verstärken. Hier ist das MUPPY® Kämpchen indiziert. Dieses Einbiss-Kämpchen verhindert das Abkippen des MUPPY®. Der Unterkiefer wird gleichzeitig nach vorne geführt. Das elastische MUPPY® aus transparentem Silikonmaterial wird außerdem auch zu Beginn des Zahnwechsels bei einem Tiefbiss mit traumatischem Einbiss eingesetzt.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, transparent, Ring rot, elastisch, Größe 1	1	ECM0162	25,- €
Wechselgebiss, transparent, Ring blau, elastisch, Größe 2	1	ECM0163	

MVP - Zungengitter (Z) - elastisch

Das Muppy® Zungengitter ist bei einem frontal offenen Biss indiziert, der durch den Daumen oder einen häufig getragenen Beruhigungssauger verursacht wurde. Das Zungengitter hindert die Zunge daran, sich zwischen die Zahnreihen zu legen, und hilft dadurch den offenen Biss zu schließen.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, transparent, Ring rot, elastisch, Größe 1	1	ECM0154	29,- €
Wechselgebiss, transparent, Ring blau, elastisch, Größe 2	1	ECM0155	

MVP - Perle (P) - elastisch

Die Muppy® Perle soll die muskelschwache Zunge durch die an einem Drahtbügel angebrachte Perle an den Gaumen lenken. Diese spezielle Mundvorhofplatte ist z. B. bei Down-Syndrom, Sprechstörungen oder bei Zerebralpareesen indiziert.



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
Milchgebiss, transparent, Ring rot, elastisch, Größe 1	1	ECM0156	32,- €
Wechselgebiss, transparent, Ring blau, elastisch, Größe 2	1	ECM0157	



Der ultimative Bio-Trainer:

Myofunktionelle Erziehung, ein Behandlungskonzept für alle!

U Concept® unterstützt die Reorganisation von Muskelfunktionen: beim Atmen, Schlucken, Kauen, der Körperhaltung und bei der fazialen Harmonie.

FLEXIBEL oder SEMI-RIGID
biokompatibles Silikon

Bi-maxiliäre Führung
der Zähne und seitlichen Muskulatur

flexibel & bequem

OK-Frontschilde/Molarenstege
vestibulär anpassbar

Zungenführung
mit lateralen Stimulatoren

Front verstärkte Intermolarenstege
und Kantenbiss-Aufbau



U Concept ist ein eingetragenes Warenzeichen

die Behandlungsfälle

U Kiddy, 3 Jahre

versorgt Klasse 1, 2 und 3 Malokklusionen im frühen Alter von 3 Jahren bis zum Durchbruch der 6-Jahr-Molaren

- Lippenkontakt-Stimulator
- Zungenführung mit seitlichen Stimulatoren
- vestibuläre Bumper, um die funktionelle Matrix zu neutralisieren
- 3 integrierte Luftöffnungen
- verstärkte Intermolarstege und Kantenbiss-Aufbau der Front



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510500	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510527	

U Start, 4-6 Jahre

korrigiert den offenen Biss, Overjet, Overbite, Kreuzbiss, Zahnengstände und die Ausrichtung der Schneidezähne.
Bewirkt das Lösen von Unterkieferblockaden.

- Milch- oder Wechselgebiss
- Initialkorrektur von Klasse 1, 2, 3 unter 6 mm Overjet
- Formkorrektur des Zahnbogens sowie Führung für den Zahndurchbruch



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510503	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510504	

U Trainer Soft, 6-8 Jahre

korrigiert den offenen Biss, Overjet, Overbite, Kreuzbiss, Zahnengstände und die Ausrichtung der Schneidezähne.
Bewirkt das Lösen von Unterkieferblockaden.

- Wechsel- oder Dauergebiss
- Initialkorrektur von Klasse 1, 2, 3 unter 6 mm Overjet
- Formkorrektur des Zahnbogens sowie Führung für den Zahndurchbruch
- Lückenhalter bei vorzeitigem Verlust der Milch-Eckzähne



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510507	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510508	



U Trainer, 8-14 Jahre +

korrigiert den offenen Biss, Overjet, Overbite, Kreuzbiss, Zahnengstände und die Ausrichtung der Schneidezähne.
Bewirkt das Lösen von Unterkieferblockaden.

- Wechsel- oder Dauergebiss
- Initialkorrektur von Klasse 1, 2, 3 unter 6 mm Overjet
- Formkorrektur des Zahnbogens sowie Führung für den Zahndurchbruch
- Lückenhalter bei vorzeitigem Verlust der Milch-Eckzähne



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510511	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510512	



U Class 2, 6-12 Jahre

ersetzt UTrainer SOFT und UTrainer bei Overjets über 6 mm und starkem Zahnengstand

- Wechsel- oder Dauergebiss
- Korrektur von Offenem Biss und Overjet über 6 mm
- stärkere Umstellungswirkung auf den Lippen-Kinn-Bereich



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510515	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510516	



U Class 2 PRE, 6-12 Jahre

korrigiert schwere Klasse-II Malokklusionen mit labialer Inkompetenz.

- integriert einen Overjet von 4 mm
- vergrößerter mandibulärer Ablageplatz, um eine progressive und nicht forciertes Protrusion zu erleichtern
- die erhöhte mandibuläre Mobilität erleichtert den Lippenschluss durch das Tragen von U Class 2 Pre und reduziert die Spannung bei TMD



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510528	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510529	



U Class 3 SMALL, 4-6 Jahre

korrigiert Patienten mit Klasse-III Malokklusion

- Wechsel- oder Dauergebiss
- regt das Wachstum des Zwischenkieferbeins an
- verhindert Unterkieferprotrusion



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510530	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510531	



U Class 3, 4-12 Jahre

Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510519	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510520	



U Brace SMALL, 6-9 Jahre

für Patienten mit Spange oder Aligner
Korrigiert Dysfunktion: Zungentiefelage, Lippenkontakt, Muskeldehnung

- beschleunigt die Zahnausrichtung bei festsitzender Apparatur
- schützt die Gingiva



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510532	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510534	



U Brace, 10 Jahre +

bei **Erwachsenen**: einfache Differentialdiagnose bei pathologischer TMD Diagnose

- bewirkt Muskeldehnung und Schmerzreduktion bei Bruxismus-Patienten
- reduziert Schnarchen



Beschreibung	VPE	Art.-Nr.	Listenpreis
FLEXIBEL	1	DL510523	39,- €
SEMI-RIGID	1	DL510524	