

iSD900 kabelloser Akku Schraubendreher

Vorteile:

- schnelles und kontrolliertes Eindrehen von **benefit**[®] und **quattro**[®] Minischrauben
- super einfach zu bedienen
- präzise Drehmomentkontrolle
- enorme Zeiteinsparung durch risikofreies Arbeiten

Technische Daten:

- Drehmoment Kalibriersystem
- stufenlose Drehmomentkontrolle, von 10 - 40 Ncm, einstellbar in 1 oder 5 Ncm Stufen
- Drehzahl vorwählbar: 15, 20, 25 / Minute
- Gewicht 148 gr
- Ladezeit 90 Minuten - Induktion -
- 72 Minuten Betriebszeit ohne Unterbrechung, abhängig von konkreten Bedingungen
- Rückwärtsgang mit akustischem Signal
- ergonomischer Ein/Aus-Komfort-Bügel
- LCD-Digitalanzeige
- leicht austauschbarer Standard-Akku (AAA Ni-MH)
- 1 Jahr Garantie

Lieferumfang bestehend aus:

Beschreibung	Art. Nr. Einzelteile	VPE	Art. Nr. Set	Listenpreis
Handgriff mit Motor	33-900-04			
Winkelansatz DENTAL	33-900-08			
Schnellladestation	33-900-10			
Netzkabel	33-900-12	1	33-900-00	1.495,- €
Ein/Aus Komfort-Bügel	33-900-18			
Ni-MH Akkus (2 Stk.)	33-900-20			
Drehmoment	33-900-14			
Kalibrierstift	33-900-16			

Sonderpreis

1.049,-€

AKTION gültig bis 15. Dezember 2021