

Frühlingsaktion für IPR-Produkte

Bis Ende Mai können über dentalline Instrumente des Schweizer Herstellers Intensiv SA für die interproximale Schmelzreduktion zu attraktiven Sonderpreisen bezogen werden.



Abb. links: Intensiv IPR Set. **Abb. rechts:** Intensiv Swingle Winkelstück mit Auswerfer-Funktion für erleichterten Wechsel der Streifen sowie oszillierende Ortho-Strips mit sechs verschiedenen Körnungen für die maschinelle interproximale Schmelzreduktion. (Fotos: © Intensiv SA)

Zum März dieses Jahres hat Leone den europäischen Vertrieb für sämtliche Produkte der Firma Intensiv SA rund um die interproximale Schmelzreduktion (IPR) übernommen. Diese Neuigkeit zum Anlass nehmend, bietet dentalline als exklusiver Leone-Vertriebspartner für Deutschland noch bis 31. Mai 2022 IPR-Produkte aus dem Hause Intensiv zu attraktiven Frühlingpreisen an.

Qualität „Made in Switzerland“

Die Aktion umfasst zum einen das Intensiv IPR Set. Darin findet sich griffbereit eine Auswahl manuell oder mechanisch anzuwendender Metallstreifen für verschiedenste Anwendungen im Rahmen des kieferorthopädischen Strippings. Zu-

dem enthält das Komplett-Set Instrumente zum Messen der gewonnenen Zahnzwischenräume sowie das oszillierende Intensiv Swingle Winkelstück (mit und ohne Licht). Alle Instrumente finden ihren markierten Platz in einem passenden Edelstahl Tray, dessen Abmessungen so gewählt wurden, dass eine direkte Desinfektion samt Inhalt (ohne Winkelstück!) im Autoklaven erfolgen kann.

Satter Rabatt auf Intensiv Swingle Winkelstück

Darüber hinaus kann im Rahmen des Frühlingsangebots das Intensiv Swingle Winkelstück (wahlweise mit integriertem Licht) zu einem einmaligen Sonderrabatt von 50 Prozent über dentalline bezogen wer-

den. Das Winkelstück bietet zwei Anwendungsmöglichkeiten, die per Kippschalter am Gerät eingestellt werden. Dabei kann zwischen axial fixierter Position der Ortho-Strips (12 Positionen innerhalb von 360°) für Kontaktpunkt-Eröffnung und Schmelzreduzierung oder axial freidrehenden Streifen für das Finieren und Polieren gewählt werden. Die Oszillation beträgt 1,8 mm (20.000 oszillierende Bewegungen bei 40.000 Umdrehungen pro Minute).

Top-Angebote auch für Ortho-Strips Nachfüllpackungen

Zudem gewährt der Birkenfelder Dentalanbieter einen Rabatt von zehn Prozent auf sämtliche Ortho-Strips Nachfüllpackungen. Insgesamt sechs verschiedene, einseitig

oder beidseitig diamantbeschichtete Streifen für die Anwendung mit einem oszillierenden Dual-Winkelstück können hierbei im Rahmen der mechanischen Schmelzreduktion eingesetzt werden. Je nach Körnung sind diese farbcodiert und dienen entweder der Kontaktpunkt-Eröffnung, der Schmelzreduktion, der Finierung oder finalen Politur. Folgende Streifen können dabei separat in Verpackungseinheiten von je drei Stück bezogen werden: orange (8 µm ultra fein, zur Öffnung der Kontaktpunkte), gelb (15 µm extra fein, zum Polieren), weiß (25 µm fein, zum Ausarbeiten der behandelten Oberflächen), rot (40 µm medium, zum Konturieren), braun (60 µm medium, zur Reduktion des proximalen Schmelzes) sowie blau

(80 µm grob, zur Platzgewinnung bei hoher Schleifeffizienz). Des Weiteren wird der zehnpromtente Rabatt auf das Nachfüll-IPR-Set mit beidseitig diamantierten Streifen sowie auf das Ortho-Strips Komplettset mit einseitiger Körnung (links/rechts) gewährt.

kontakt

dentalline GmbH & Co. KG

Goethestraße 47
75217 Birkenfeld
Tel.: +49 7231 9781-0
Fax: +49 7231 9781-15
info@dentalline.de
www.dentalline.de

Weltneuheit: kabelloser Intraoralscanner Medit i700w

Gerät zur digitalen Abformung ab sofort bei World Class Orthodontics / Ortho Organizers GmbH erhältlich.

Viele der aktuell verfügbaren Intraoralscanner sind mittlerweile in der Lage, schnell und in Farbe zu scannen. Deren STL-Scandaten können direkt digital bearbeitet und somit an Peripheriegeräte wie Retainer-Biegemaschinen, 3D-Drucker oder Labore weitergegeben werden. Neben dem Preis und zusätzlichen Lizenz- und Servicegebühren, sind Scankopfgröße, intuitive Bedienung der Software und die Möglichkeit kabellos zu scannen, heute wichtige Kaufkriterien eines Intraoral-scanners. Der neue Medit i700w vereinigt alle genannten Aspekte im positiven Sinne. Mit einem der aktuell kleinsten Scanköpfe und der intuitiv zu bedienenden Medit Software inklusive integriertem App Store, bietet er, zu einem Einführungspreis von nur 19.900 Euro netto, eines der zurzeit besten Preis-Leistungsverhältnisse – und das ohne weitere Lizenzgebühren.



(Fotos: © Medit GmbH)

Und das absolute High-Light: Der Scanner arbeitet kabellos bis zu einer maximalen Entfernung von fünf bis sechs Metern zum dazugehörigen PC bzw. Laptop. Mit seiner sehr hohen Bildwiedergabe von 70 FPS, einem Gewicht von nur 328 g, einer Standby-Zeit von bis zu 8 Stunden und der Möglichkeit bis zu 90 Fälle, mit den drei mitgelieferten und aufsteckbaren Akkus am Stück zu scannen, bietet der Medit i700w eine maximale Flexibilität im Praxisalltag. Schulungen des Praxisteam gehören ebenso zum World Class Orthodontics Service wie die Beratung hinsichtlich der Vernetzung von Scanner, Software oder 3D-Druckern. Wir unterstützen Sie bei der Inhouse-Alignerproduktion und beraten auch zu Peripherieprodukten wie dem RetainerHub oder der virtuellen projectAR/Multimedia-brille. Mit deren Hilfe können Scan-

bilder kabellos direkt auf das Sichtglas der virtuellen Brille übertragen werden.

Für weitere Informationen zum neuen kabellosen Medit i700w, unserer Movendi Alignerplanung oder den 3D-Filamentdruckern (OrthoCube / M-Serie) rufen Sie uns einfach an. Wir unterstützen Sie gern bei der Einrichtung Ihrer digitalen Praxis in einem persönlichen Beratungsgespräch.

kontakt

World Class Orthodontics Ortho Organizers GmbH

Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg/Allgäu
Tel.: +49 8381 890950
info@w-c-o.de
www.w-c-o.de